



Frontier™ 5707

Многофункциональная центрифуга



Компактная низкоскоростная лабораторная центрифуга с современным дисковым интерфейсом управления

FC5707 — это надежная компактная низкоскоростная универсальная центрифуга, которая поставляется с установленным ротором 8 x 15 мл. Ротор предназначен для работы с круглодонными и коническими пробирками (включая обычные пробирки для забора крови). С помощью дополнительных принадлежностей ротор можно быстро адаптировать для центрифугирования пробирок меньшего диаметра. Брызгозащищенная передняя панель с дисковым регулятором скорости вращения и интуитивный интерфейс управления обеспечивают удобство эксплуатации центрифуги FC5707.

Стандартные функции и возможности:

- **Современный дисковый регулятор скорости вращения на гладкой брызгозащищенной передней панели** — центрифуга FC5707 разработана с учетом требований удобства эксплуатации и простоты управления, а брызгозащищенная панель управления позволяет работать даже в перчатках.
- **Компактный прибор, не загромождающий рабочий стол** — широкие функциональные возможности FC5707 сочетаются с небольшими габаритами, благодаря которым центрифуга занимает минимум места на рабочем столе.
- **Удобная в эксплуатации универсальная центрифуга для широкого круга задач** — в угловой ротор можно установить до 8 круглодонных или 4 конических пробирок емкостью 15 мл, включая обычные пробирки для забора крови. С помощью дополнительных принадлежностей ротор можно адаптировать также для работы с пробирками емкостью 7, 5 и 1,5/2 мл.

Многофункциональная центрифуга Frontier™ 5707

Модель	FC5707
Диапазон скоростей вращения	200–6800 об/мин; шаг 10 об/мин
Макс. ускорение	4445 g; шаг 10 g
Наибольшая вместимость (ротор)	8 x 15 мл RB* / 4 x 15 мл FA*
Диапазон температур	Воздушное охлаждение
Диапазон задания длительности центрифугирования	Режим быстрого старта, от 10 с до 99 ч 59 мин 59 с или непрерывно до выключения
Уровень шума (зависит от ротора)	≤ 60 дБ (А)
Число скоростей разгона/торможения	10
Наибольшая допустимая плотность при максимальной скорости	1,2 г/мл
Максимально допустимая кинетическая энергия	845 Нм
Электропитание	~ 230 В, 50/60 Гц
Допустимые отклонения питающего напряжения	±10 %
Потребляемый ток	0,8–0,4 А
Потребляемая мощность	50 Вт
Размеры (Ш x Г x В)	277 x 356 x 236 мм
Масса центрифуги (с ротором)	10 кг
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	370 x 470 x 340 мм
Масса в упаковке (с ротором)	11,5 кг
Условия эксплуатации	Только в помещении

* RB — круглодонные, FA — конические

Прочие стандартные функции и возможности

По десять уставок скоростей разгона и торможения, длительность центрифугирования от 10 с до 99 ч 59 мин 59 с или непрерывно, звуковой сигнал завершения работы с возможностью выбора мелодии, режим быстрого старта.


Соответствие стандартам

- **Безопасность:** IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-020
- **Электромагнитная совместимость:** IEC/EN 61326-1 класс В, основные требования
- **Знаки соответствия:** CE

Ротор и принадлежности

	№ по каталогу	30472305		
	Наименование	Угловой ротор, 8 x 15 мл		
	Макс. скорость вращения	6800 об/мин		
	Макс. ускорение	4445 g		
Принадлежности				
№ по каталогу	Наименование	Емкость	Диаметр	Тип пробирок
30472305	Угловой ротор, 8 x 15 мл (круглодонные пробирки) / 4 x 15 мл (конические пробирки)	15 мл	17 мм	Круглодонные / Конические
30130889	Адаптер для 7 мл Ø 13,5 мм, RB, 2 шт./упак.	7 мл	13,5 мм	Круглодонные
30130890	Адаптер для 5 мл Ø 13,5 мм, RB, 2 шт./упак.	5 мл	13,5 мм	Круглодонные
30130886	Адаптер для 1,5/2,0 мл Ø 11 мм, 6 шт./упак.	1,5/2 мл	11 мм	Микропробирки

Размеры



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: <https://ohaus.pro-solution.ru> | эл. почта: osh@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm